

DIAGNOSTILISED PILDID

Dimedium
Terve looma nimel

Maaletooja: AS DIMEDIUM
Roheline 9, Tähtvere, 61410 Tartu
Tel 800 8800, info@dimedium.ee
www.dimedium.ee


+48 89 675 26 00 @ ultrasound@draminski.com

Follow us:    

www.draminski.com

v.198709214EST

DRAMIŃSKI
TECHNOLOGY



iScan 3

VÄRVILISE DOPPLERIGA KAASASKANTAV ULTRAHELISKANNER

www.draminski.com

iScan3

KAASASKANTAV ULTRAHELISKANNER



ULTRAHELIUURINGUTE UUS TASE

Ühilduvate andurite valik laieneb pidevalt, võimaldades paindlikkust erinevate loomaliikide ja organite ultraheliuuringutes. Värvilise doppleri ja vahetatavate anduritega ultraheliskanner iScan 3 sobib kasutamiseks näiteks:

- reproduktiivsüsteemi uuringuteks, sealhulgas:
 - kollakeha verevarustuse diagnostikaks,
 - tiinuse diagnoosimiseks,
 - loote hindamiseks ja soo määramiseks,
- kopsude, seedetrakti ja udara uuringuteks.

Lisades komplekti OPU juhi koos vajalike tarvikutega, saate iScan 3 kasutada munarakkude kogumiseks.



VÄRVILINE DOPPLER

Värvilise doppleri pildirežiim võimaldab diagnoosida kollakeha aktiivsust 18-20 päeva pärast seemendamist. Nii saate kiirelt tuvastada lehmad, kes ei ole viljastunud enne järgmist innasükli. Skanneri kohene sisselülitumine ja optimeeritud seaded tagavad mugava ja tõhusa töö.


JAGA PILTE JUHTMEVABALT

Sisseehitatud WiFi-moodul võimaldab edastada ultrahelipilte juhtmevabalt nii tahvelarvutisse, telefoni kui iLens prillidesse. Loomaomanikud või tudengid saavad vaadata skanneri otsepiilt mugavalt turvalisest kaugusest.

MUGAV KASUTAMINE

Kõige olulisematele funktsioonidele pääsete ligi otse klaviatuurilt. Spetsiaalsed otseteed klaviatuuril kiirendavad tööd, kusjuures vaikimisi on kasutusel viimati seatud sätted. Samuti saate luua oma isiklikke eelsätteid.

mõõdud: 270 x 180 x 70 mm
kaal: 2,6 kg



anduripesa kaitseklapp



tööaeg ühe akulaadimisega kuni 4 tundi ja 30 minutit

iScan 3



Komplekt sisaldab:

- iScan 3 ultraheliskanner
- Teie valitud ultraheliandur(id)*
- Seadme aku
- Akulaadija
- Kanderihmad
- Transpordikohver
- Kasutusjuhend (USB)

* Valige andur enne skanneri ostmist
Elektroniised, lairibaühendusega, vahetatavad

Andur 156 - konveks 5 MHz R50
Andur 181 - mikrokonveks 6,5 MHz R11
Andur 196 - lineaarne 8 MHz L40
Andur 212 - konveks rektaal 5 MHz R60
Andur 223 - lineaarne rektaal 7 MHz L60



iScan 3

Suurepärase tööriist reproduktiivessmärkide elluviimiseks