

MS

AutoHoofClean



HyCare

We drive your hygiene

Meetod HyCare toetub viiele sambale:



Mikroobivaba elukeskkond



Puhas joogivesi



Optimaalne hooldus



Poorideta pinnad



Kahjurivaba laud

Kõiki viit sammu toetatakse ühe või mitme programmiga. Osalemine kõigis programmides tagab teie loomakasvatustevõttes parima hügieeni.

Optimaalne hooldus tänu heale sõrahooldusele

Loomade hooldamisel on oluline roll lüpsilehmade kogu elua jooksul. Optimaalne hooldus parandab nende immuunsüsteemi.

Suurem resistentsus vähendab loomade vastuvõtlikkust nakkustele, vähendades lehmade enneaegset karjast praakimise tõenäosust.

Terved sõrad on lüpsikarjas vee ja sööda õige omastamise aluseks. Sõraprobleemid on põhilised negatiivsed mõjurid lehma pikaealisusele. Lonkaval lehmäl on sageli

negatiivne energiabilanss, mis vähendab vee ja sööda omastatavust. See võib põhjustada ka viljakusprobleeme, mis on veel üks lüpsilehmade enneaegse surma põhjus.

Süsteem MS AutoHoofClean on loomadele nahasõbralik ja stressivaba. Ei kasutata agressiivseid või söövitavaid aineid ja vahendeid kasutatakse väiksemas kontsentratsioonis kui näites sõravannis. Keskmiselt kõnnib lehm üle mati vähemalt 2–6 korda päevas. Tänu sellele regulaarsusele võib näha paranemist juba lühikese aja pärast.

MS Auto HoofCleani viis eelist



Suurepärase kleepuvuse sõrgadele



Automaatne 24/7 sõravann




Hoolitseb sõrgade tervise eest pidevalt



Väike hooldus-/puhastusvajadus



Juhtimine ja jälgimine meetodiga HyCare





Sobib kõigile lüpsisüsteemidele

Tänu uuenduslikule
pumbasüsteemile


Juhendamine



Võtame arvesse teie algolukorra ja nõustame teid ettevõttespetsiifiliste nõuete ja eesmärkide asjus.

Meie spetsialistid osalevad igakülgset käivitusetapis teie töötajate koolitamisel.

Kui MS AutoHoofClean on kasutusel, arutame tulemusi ja täiustusi ning juhendame teie töötajaid aktiivselt ja pidevalt. Juhendamine ja koolitus võivad toimuda nii virtuaalselt kui ka vahetu kontakti teel.



LÜPSIKARUSELL



LÜPSIROBOT



Sõrgadel toodetakse piima, seetõttu on oluline kavandada meetmed sõrgade tervise hoidmiseks. Sõravannid ja individuaalne ravi võivad teineteist tõhusalt täiendada. Optimaalne sõrahooldus arvestab alati selle teostatavust praktikas. Ainult siis, kui sõrahooldust on tehtud professionaalselt ja integreeritud ajasäästlikult põllumajandusettevõtte igapäevasesse töösse, on tõenäoline, et see on pikemas perspektiivis edukas.

Mart Smolders
HyCare Expert

m.smolders@schippers.eu



MS HoofClean

Looduslikel ekstraktidel põhinev sõrahooldusvahend.

- ✓ Neutraalne pH nahale
- ✓ Suurepärase kleepuvuse sõrgadele
- ✓ Puhastab sõrgu ja hooldab nahka

WWW.MSGOLD.EU

MSGold



Kasutamine



MS AutoHoofClean pumbaüksus Duo

MS AutoHoofClean pumbaüksus Duo on doseerimissüsteem, mis väljastab vahendit MS HoofClean (nahahooldustoodet) ja veterinaari nõusoleku korral desinfitseerimisvahendit ja vett sõrahooldusmatti täiesti automaatselt. Sisekiht neelab puhastus- ja nahahooldusvahendi vedelikku ja edastab selle surve all mati ülaossa. Mati sees on membraan, mis laseb vedelikku läbi ainult ühes suunas ja takistab selle tagasivoolu.

- ✓ Lihtne kasutada
- ✓ Täisautomaatne sõrahooldus iga päev ja iga kell



MS AutoHoofClean sõrahooldusmatt

MS AutoHoofClean sõrahooldusmatt asetatakse lüpsiroboti või lüpsiplatsi väljapääsu juurde. Mati ainulaadne ehitus tagab sõrgade täieliku kastmise hooldusvahendisse igal läbikäigul. Selle mati kasutamisel töödeldakse sõrgu 2-7 korda päevas sõltuvalt lüpsiroboti või -platsi külastuste arvust. Vastupidav matt on ette nähtud umbes 30 000 läbikäigukorraks.

Järelhooldus

Toetame teid järelhooldusel ja kohandame süsteemi aegsasti vastavalt teie loomade vajadustele.

HyCare'i rakendusega HyCheck saate tõhusalt jälgida MS AutoHoofCleani tõhusust.

- Vaadake edenemist mobiilseadme lihtsal ja selgel töölaual
- Looge igale lehmale sõralõikuse täielik ajalugu
- Jälgige edenemist fotode ja punktisüsteemide abil
- Saate kiiresti täieliku ülevaate oma karja sõratervisest





Edukus praktikas

Florian Kraft on kasutanud MS AutoHoofCleani peaaegu kaks aastat. Sõrahooldusmati mõju registreerimiseks jälgiti pidevalt mitut lehma. Neid uuriti ja pildistati sõrastendis umbes iga kuue nädala tagant, et näha kuidas meetod mõjutas Mortellaro haigust.

Juba 5 nädalat pärast paigaldamist võis Florian Kraft märgata olulist paranemist: „Nahk oli vastupidavam ja elastsem ning avatud kohad olid täielikult kadunud. Samuti kadus loomade lonkamine ja paranes kehaasend.“

Teine eelis on tema sõnul see, et automaatsüsteem vähendab oluliselt vajaliku töö hulka. Hoolduskomponentide vahetamine saab pumbaüksusega eraldi kohandada vastavalt karja vajadustele.

Florian Kraft, Mies GbR

Peab Höhnis piimafarmi, kus on 246 lüpsilehma, 25 mullikat ja 270 noorloomat. Lüpsab kolme karja kokku nelja lüpsrobotiga.



Nädal 0



Nädal 5



Nädal 0



Nädal 5



Nädal 0



Nädal 5



Vaata, kuidas kuidas süsteem MS AutoHoofClean töötab.

Skanni QR-kood, et näha süsteemi toimimist



HyCare | Smaragdweg 60 | 5527 LB Hapert (NL)
+31(0)49-7339787 | www.hycare.eu | info@hycare.eu



Rommi Rodrik
Smart Farmi
projektijuht Balti riikides
5381 4333 | rommi.rodrik@dimedium.ee

Heitti Irval
Smart Farmi
projektijuht Eestis
5340 0539 | heitti.irval@dimedium.ee

Kristjan Reinhold
Smart Farmi
kliendihaldur
5812 3843 | kristjan.reinhold@dimedium.ee

TheSchippersGroup